

<b>OENO:</b>	31841
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Boka, tartott felvétel
<b>Indikáció:</b>	
<b>Blende határok:</b>	
<b>Anatómiai képletek:</b>	a tibia és a fibula distalis vége, bokaízület, talus.
<b>Képméret:</b>	13x18
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	A kül- és belboka közti felezőpontra irányul.
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	AP: a beteg hanyatt fekszik. A lábát nyújtjuk ki. Az ellenoldali végtagot térdben hajlítsuk be, a láb az asztalon támaszkodjék, hogy a testhelyzet megtartását segítse. A kazetta hossz tengelye párhuzamos a lábszár hossz tengelyével. A lábat a beteg által tolerálható mértékben addig dorsalflectaljuk, amíg plantaris felszíne merőleges nem lesz a kazetta síkjára. Az orvos a beteg lábfejét expositio alatt erősen medial felé fordítja.
<b>Felvételi követelmény:</b>	
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.